



褥瘡の客観的リスクアセスメント装置

PU センサーは、皮膚に圧力を加えたときの血流に関する個人の状態を客観的に評価する方法です（PPG）。

これにより、従来よりも正確に褥瘡のリスクを評価し、予防策を講じることができるようになりました。

現在のリスクアセスメントと PU センサーのコンビネーションにより、潜在的なハイリスク群に対しても、的確に対処でき、褥瘡発生の低減につながります。



PU センサーは、主観性や習熟度の影響を低減し、分析結果の信頼性を向上させます。

PU センサーは、シンプルな使用方法です。

- ・ 5 分間の検査
 - ・ 結果を直接表示
 - ・ 検査中のモニタリングが不要
 - ・ 現在のリスク評価手法を補完
 - ・ 生体適合性のある表面
 - ・ 表面消毒剤での洗浄
 - ・ ワイヤレス充電
- (ご使用には wifi 環境が必要です)

<輸入元>

株式会社医療福祉研究所
東京都荒川区西尾久 2-37-7